

Manuel utilisateur VISKALI

- Introduction


Ce document est le manuel utilisateur de l'application « Manuel de prélèvement » éditée par la société VISKALI

C'est une application Web compatible avec l'ensemble des navigateurs disponibles. Si l'affichage est imparfait, vérifiez que votre navigateur est à jour.

- Prise en main


Url de l'application : <https://hupo.manuelprelevement.fr/>

- La page d'accueil




Le bandeau de recherche

Effectuez votre recherche en saisissant le nom de l'examen dans la barre de recherche



Une auto-complétion est disponible, elle permet de limiter la quantité d'informations saisies, en se voyant proposer la liste des examens correspondant à la chaîne de caractères saisie.



La **Recherche avancée** affiche les critères supplémentaires définis par le laboratoire

Les filtres de la **Recherche avancée** sont sauvegardés, vous pouvez soit les enlever en cliquant sur la croix soit **Effacer tous les filtres**.

AMBROISE-PARÉ - ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES

Effacer tous les filtres

- Les images associées aux examens vous permettent des informations visuelles. Passez la souris dessus afin d’afficher les infos bulles

Examens urgents

- Pour ouvrir une fiche en accès rapide cliquez sur la flèche

LABORATOIRE - LIQUIDES DE PONCTION

our

AMYLASE - SANG

OU

Laboratoire/Service exécutant	NECKER - BIOCHIMIE GÉNÉRALE
Nature de prélèvement	Sang
Contenant	<div><div></div>x1 Tube héparine lithium - bouchon vert</div> <div><div></div>x1 Microtube héparine lithium - bouchon vert</div>
Délai/température d'acheminement du prélèvement au laboratoire	Acheminement dans un délai < 4h entre 15-25°C
Réception (lieu, horaires, jours)	Réception centralisée des examens - Bâtiment LAVOISIER 5ème étage Ouverture: 24h/24, 7j/7
Volume du contenant	Tube héparine: 2 mL ou 5 mL Microtube héparine: 1,5 mL
Réalisable 24h/24h	Oui
Réalisable en urgence	Oui

Accéder aux détails de la fiche

- Pour un accès aux fiches détaillées en cliquant sur le nom de l'examen

Retour

FICHE EXAMEN

AMYLASE - SANG

Revisé le 07/04/2020 19:27:45

Connexion

EXAMEN

CONSERVATION ET TRANSPORT (INFORMATIONS POUR LE PRELEVEUR)

CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT

ANALYTIQUE / POST ANALYTIQUE

LIENS / DOCUMENTS

AP-HP, Centre Université de Paris

Accueil

Présentation

Examens

Nos services

Actualités

Documents

VISUALI

EXAMEN

Libellé de l'examen

Code APHP

Code LDINC

Groupeement Hospitalier

Hôpital

Laboratoire/Service exécutant

Réception (lieu, horaires, jours)

Réalisable 24h/24h

Réalisable en urgence

Réalisable pour les établissements externes

Délai d'ajout de l'examen

Modalité d'ajout de l'examen

AMYLASE - SANG

1002000029

1788-B

AP-HP, CENTRE - UNIVERSITÉ DE PARIS

HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS MALADES

NECKER - BIOCHIMIE GÉNÉRALE

Réception centralisée des examens - Bâtiment LAVOISIER 5ème étage
Ouverture: 24h/24, 7j/7

Oui

Oui

Non

Microtube: 24h suivant le prélèvement
Tube 5mL: 5 jours

Par téléphone à la demande du clinicien

CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT

Nature de prélèvement

Contenant

Volume du contenant

Couleur du sachet de transport

Sang

x1 Tube héparine lithium - bouchon vert

x1 Microtube héparine lithium - bouchon vert

Tube héparine: 2 mL ou 5 mL
Microtube héparine: 1,5 mL

Sachet vert

ANALYTIQUE / POST ANALYTIQUE

Milieu/Matrice

Méthode analytique

Délai de rendu

Délai de rendu de résultats en urgence

Code NABM / RH-IN / CCAM / LC

Plasma

Enzymatique, CNP-triose/CNP3

2 heures

45 minutes

Code acte: I510
Cotation
8 6 - Code acte: I510
Total

Tarification

1,62 €
1,62 €

LIENS / DOCUMENTS

Feuille/Formulaire de demande

Feuille de demande Biochimie A1
Feuille de demande Biochimie urgences L1 recto

Pour avoir des informations détaillées sur le Laboratoire/Service exécutant, il suffit de cliquer sur



Accès aux mises à jour

Cliquez sur un examen de la liste




La fiche s'ouvre et en dépliant le bandeau vert, vous pouvez consulter les dernières modifications apportées à l'examen

Afficher les dernières modifications apportées à l'examen

EXAMEN

Libellé de l'examen	SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS : RECHERCHE - URINES
Code APHP	10000000268
Mots-clés	Sulfamides hypoglycémiant, AMAREL, DAONIL
Indications	Exploration hypoglycémies inexpliquées ou factices (syndrome Münchausen) ou toxicologie
Groupe Hospitalier	GH - HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS CENTRE
Hôpital	HÔPITAL COCHIN
Laboratoire/Service exécutant	COCHIN - BIOLOGIE DU MÉDICAMENT - TOXICOLOGIE
Spécialité	PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE
Réception (lieu, horaires, jours)	Centre de Tri des Examens - Hôpital Cochin Bâtiment Jean Dausset - Rez de Jardin 27, rue du Faubourg Saint Jacques 75014 PARIS Tel : 01.58.41.31.81
Réalisable pour les établissements externes	Oui
Délai d'ajout de l'examen	15 jours
Modalités d'ajout de l'examen	Après accord d'un biologiste du secteur

CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT

Nature de prélèvement	Urines
Contenant	x1 Tube à urines avec conservateur (Borate) - bouchon vert kaki
Volume du contenant	5 mL
Quantité minimale	500 µL
Couleur du sachet de transport	 Dorée
Conditions particulières	Prélèvement < 48h après prise si hypoglycémie non expliquée. Urine (uniquement si associé à un prélèvement de sang)

ANALYTIQUE / POST ANALYTIQUE


Milieu/Matrice	Urines
Méthode analytique	LC-MS/MS
Fréquence de réalisation	1 fois par 15 jours
Délai de rendu	15 jours
Délai de rendu de résultats en urgence	NA

Accès à la page d'accueil

Pour revenir sur la page d'accueil, il suffit de cliquer sur



ou cliquez sur le bouton



Voir la présentation

Il est composé de la présentation saisie par le laboratoire



Espace actualités


Il est composé des actualités mises à disposition par le laboratoire



Pour faire défiler les actualités, il suffit de cliquer sur les boutons 

Les documents

Accès aux documents pouvant être classifiés dans différents dossiers



Pour accéder aux documents, il suffit de cliquer sur le titre du document.

Pour ouvrir un dossier cliquez sur l'icône 📁